

دفترچه راهنمای صندلی ماساژور

RT-7900



مشتری گرامی از اینکه این محصول را انتخاب کردید از شما تشکر می نمایم،پیش از استفاده از صندلی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و بمنظور عملکرد بهتر و استفاده مناسب تر توجه ویژه ای به اقدامات ایمنی ذکر شده داشته باشید.

فهرست:

- اقدامات ایمنی
- نام و عملکرد هریک از اجزا
- ساختار بیرونی
- ساختار درونی
- جعبه ی برق
- کنترل
- دستورالعمل کنترل
- دستور العمل صفحه ی نمایش
- اقدامات پیش از استفاده
- روش نصب
- روش جا به جایی
- روشن ساختن دستگاه
- وضعیت نصب
- نگهداری
- فعال کردن صندلی ماساژ
- پیش از نشستن بر روی صندلی
- بلوتوث
- پس از استفاده
- محیط اطراف صندلی
- مستقر سازی صندلی
- نگهداری و مراقبت از صندلی
- مشکل یابی و ویژگی های تکنیکی

اقدامات ایمنی:

پیش از استفاده از دستگاه اقدامات ایمنی ذکر شده را به دقت مورد مطالعه قرار دهید تا به شکل صحیح از دستگاه استفاده نمایید.

خطر و آسیب وارده به صندلی ماسازور به دلیل عدم استفاده صحیح به دو دسته هشدار و احتیاط تقسیم می شود. توصیه میشود علائم نشان داده شده را به دقت رعایت کنید.

استفاده نادرست ممکن است موجب صدمه به کاربر و آسیب به دستگاه شود.




ممنوعیت در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود و نشان دهنده ی سوار کردن نادرست اجزای صندلی است.





اجبار در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود که نشانگر اتصال نامناسب دوشاخه ی برق دستگاه است.

هشدار


<p>توصیه میشود افرادی با شرایط زیر پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنند:</p> <ol style="list-style-type: none">۱) افرادی که در بدنشان دستگاه الکتریکی جاسازی شده مانند ضربان قلب ساز.۲) افرادی که تحت درمان پزشک هستند به ویژه کسانی که کسالت دارند.۳) افرادی که تومورهای بدخیم ، نارحتی قلبی یا مشکلات حاد دارند.۴) خانم های باردار یا خانم هایی که در دوران قاعدگی هستند.۵) افرادی که مشکلات پوستی داشته و یا دچار آسیب دیدگی پوستی هستند.۶) افرادی که دمای بدنشان بالای ۳۸ درجه است (حالت تب)	<p>اجبار</p>
<p>۱) اجازه ندهید افراد ناتوان ذهنی صندلی را به تنهایی استفاده کنند(با نظارت مشکلی پیش نخواهد آمد)</p> <p>۲) به کودکان اجازه بازی بر روی صندلی را ندهید.</p> <p>۳) اجازه ندهید بیش از یک نفر در یک نوبت از صندلی استفاده کند.</p> <p>۴) اگر سیم برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دید فوراً با مرکز خدمات دستگاه برای رفع عیب دستگاه تماس بگیرید.</p> <p>۵) هیچگاه سیم برق دستگاه را زیاد خم نکنید و یا با پا به آن فشار وارد نکنید ، نچرخانید و آن را گره نزنید.</p> <p>۶) به خردسالان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.</p>	<p>ممنوعیت</p>
<p>به افرادی جز تکنسین خاص شرکت اجازه نصب ، راه اندازی ، یا جا به جایی و تعمیر صندلی ماسازور راندهید و در صورت بروز مشکل با دفتر مرکزی و مرکز خدمات تماس بگیرید.</p>	

<p>۱) بیش از ۲۰ دقیقه به صورت پیوسته از صندلی ماساژور استفاده نکنید و برای ماساژ قسمت خاصی از بدن ۵ دقیقه از صندلی استفاده نمایید.</p> <p>۲) صندلی را بر روی سطح صاف قرار دهید.</p> <p>۳) زمان تنظیم قسمت پایی و پشتی صندلی از فشار مضاعف اجتناب کنید همچنین دستگاه را در دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار ندهید.</p> <p>۴) دقت داشته باشید از منبع الکتریکی که بیشتر از ولتاژ ویژه دستگاه می باشد به هیچ وجه استفاده نشود چرا که ممکن است موجب آتش سوزی و آسیب جدی به صندلی ماساژور شود.</p> <p>۵) پیش از استفاده لطفاً بالشتک صندلی را بردارید تا از سالم بودن پارچه ماساژور قسمت پشت اطمینان حاصل نمایید ، در صورت مواجهه با مشکل فوراً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید .</p> <p>۶) به هیچ عنوان با دستان مرطوب یا کنترل دستگاه کار نکنید و اجسام سنگین را روی آن قرار ندهید.</p> <p>۷) تنها افراد زیر ۱۲۰ کیلو گرم می توانند از این دستگاه استفاده کنند.</p> <p>۸) لطفاً بطور همزمان از دیگر ایزار درمانی به همراه این دستگاه استفاده نکنید.</p> <p>۹) در زمان استفاده اگر احساس ناخوشایندی داشتید فوراً دستگاه را متوقف سازید و با پزشک مشورت کنید.</p> <p>۱۰) صندلی فوق مجهز به سیستم گرمایشی بوده لذا افرادی که به گرما حساس هستند باید با دقت از این دستگاه استفاده نمایند.</p> <p>۱۱) قبل از پاکسازی صندلی و بعد از استفاده صندلی را به طور کامل خاموش نموده و دو شاخه را از برق خارج نمایید.</p>	 <p>اجبار</p>
--	--

<p>۱) به منظور جلوگیری از ایجاد احساس نامطلوب پس از صرف وعده های غذایی از صندلی استفاده نکنید.</p> <p>۲) توجه داشته باید هنگام استفاده از صندلی در خواب فرو نروید.</p> <p>۳) هنگامی که احساس خوبی ندارید از صندلی استفاده نکنید.</p> <p>۴) اگر رویه ی صندلی کثیف شد تنها از پاک کننده ی شناخته شده با کیفیت استفاده کنید و از پاک کننده های شیمیایی یا بنزین استفاده نکنید و حشره کش بر روی دستگاه اسپری نکنید .</p> <p>۵) به منظور جلوگیری از صدمه و خرابی دستگاه از نشستن بر روی قسمت پشت و پایی و یا دستی خودداری نمایید .</p> <p>۶) لطفاً هنگام استفاده از صندلی ماساژور سیگار نکشید.</p>	 <p>ممنوعیت</p>
---	--

<p>۱) به منظور جلوگیری از آسیب به صندلی لطفاً بعد از استفاده از دستگاه دو شاخه دستگاه را از برق خرج نمایید لذا به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به هیچ عنوان دوشاخه برق را با دست خیس متصل و خارج نکنید</p>	 <p>ممنوع</p>
---	--

ساختار بیرونی



ساختار درونی



کنترل



دستورالعمل دکمه های کنترل



روشن: برای روشن / خاموش کردن دستگاه

هنگام اتصال صندلی به برق این دکمه را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود و صفحه نمایش روشن شود برای تنظیم نحوه ماساژ می توانید حالت های خودکار ، دستی ، کیسه هوا، گرما ، غلطک را انتخاب کنید.



خودکار (اتومات):

با فشار دادن این دکمه به منوی خودکار وارد می شوید و می توانید در بین برنامه های خودکار پویس نمایش دهید و سپس یکی را به دلخواه فعال نموده. برنامه انتخاب شده در قسمت بالای صفحه نمایش کنترل دستگاه نشان داده میشود.



پا به سمت بالا : با نگه داشتن این دکمه قسمت پایی به بالاترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه پایی ثابت میشود.

پا به سمت پایین: با نگه داشتن این دکمه قسمت پایی به بالاترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه پایی ثابت میشود.



جاذبه صفر:

با فشار دادن این دکمه برنامه بی وزنی (جاذبه صفر) فعال/غیر فعال میشود و کلید مربوط بر روی صفحه نمایش روشن میشود.

زمان تنظیم دستی قسمت پایی و پشتی در صورت خاموش ماندن کلید به این معنا نیست که حالت جاذبه صفر فعال است.

جاذبه صفر یک وضعیت ماساژ کاملاً راحت و آرامش بخش را فراهم می کند ، طرح هوشمندانه ی این صندلی سبب میشود

که پشت ، نشیمنگاه و پا در یک زاویه ثابت قرار گیرند که در این حالت فشار بدن کاملاً خارج میشود.



تنظیم وضعیت شانه ها:

زمان قرارگیری دستگاه درحالت دستی با نگه داشتن این دکمه ها محل ماساژ و وضعیت شانه ها تنظیم میشود.



با نگه داشتن این دکمه قسمت پشت به بالاترین/پایین ترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه ،پشتی ثابت میشود.



تنظیم کشش پا به سمت داخل :

در حالت دستی با فشار دادن این دکمه و نشانگر روی صفحه نمایش نشان داده شده و میتوانید یکی از ۶ درجه ی متفاوت ماساژ را انتخاب و تنظیم نمایید.



تنظیم کشش پا به سمت خارج :

درحالت دستی با فشار دادن دکمه مربوطه ماساژ کامل فعال میشود و نشانگر بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.



: Navigation

با استفاده از هدایتگر و چهار جهت اصلی ، به سادگی میتوانید در بین منوها پویس کرده و با فشردن کلید OK منو مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در هنگام اجرای برنامه ماساژ دستی شما میتوانید با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های کیسه هوا،سرعت، غلتک ها، وسعت ماساژ و ماساژ سه بعدی پویس نمایید.

با استفاده از جهات چپ و راست، زمانی که کیسه های هوا در حال فعالیت هستند میتوانید شدت فشار آن ها را تغییر دهید اما (این قابلیت برای ماساژ کوبه ای، شیاتسو سه بعدی و فشاری امکان پذیر نمیشود.)

با استفاده جهات ذکر شده نیز میتوانید سرعت غلتک ها را تغییر دهید اما این قابلیت در عملکرد کیسه های هوا در قسمت پا و قسمت های فوقانی تأثیری ندارد.

با استفاده از جهات چپ و راست نیز میتوانید وسعت ناحیه ماساژ را تغییر دهید.(این قابلیت برای ماساژ مالشی، کوبه ای، موزون و فشاری در دسترس نمیشود.)

جهات چپ و راست برای تغییر شدت ماساژ سه بعدی نیز استفاده میشود.(این قابلیت برای ماساژ شیاتسو سه بعدی و فشاری امکان پذیر نمیشود.)

CLOUD

HEAT

تنظیم گرما و فشار هوا:

در حالت دستی اگر کلیدی روشن باشد یعنی دستگاه برای شروع فعالیت آماده است، با فشار دادن این دکمه یکی از محدوده های پهن، متوسط، باریک را می توان انتخاب کرد ، چراغ نشانگر با توجه به فعالیت دستگاه روشن یا خاموش میشود.




منو:

شما میتوانید آیکون های مربوط به برنامه اتوماتیک، برنامه های دستی، ماساژور سه بعدی، کیسه های هوا، گرما و سایر تنظیمات را در صفحه نمایش مشاهده کنید.

صفحه نمایشگر

توضیح برنامه های خودکار (Auto):

پس از روشن کردن دستگاه، بوسیله هدایتگر (navigation) از روی صفحه نمایش منو را انتخاب کنید و سپس وارد لیست برنامه های خودکار شوید. برنامه مورد نظر خود را انتخاب کرده (شامل ۱۲ برنامه اتومات میباشد). سپس دکمه ok فشار دهید.



Extension: برنامه کششی

این ماساژ نوعی ماساژ تایلندی است، مالش و کشش قوی می تواند به شکل موثری پاها ، کمر و دیگر اجزای بدن را منبسط کند و این بهترین انتخاب برای آرامش بخشیدن به عضلات خسته و افزایش قدرت فیزیکی می باشد.

Working relief: آرامش پس از کار

این برنامه انحصاراً برای محل کار و افرادی که ساعتهای طولانی کار کرده و پشت میز نشسته اند در نظر گرفته شده این ماساژ خستگی عضلات را از بین می برد و به بدن نیروی تازه ای می بخشد.

Sports refresh: تجدید قوا پس از ورزش

این ماساژ برای ماهیچه ها پس از فعالیت های ورزشی طراحی شده است این نوع ماساژ می تواند خستگی عضلات را پس از یک ورزش سنگین از بین ببرد و سیستم گردش خون را بهبود بخشد.

Rest & sleep: استراحت و خواب

این برنامه برای افزایش کیفیت استراحت و خواب و پس از وعده های غذایی است ، ماساژ ملایم بخش های مختلف بدن را مالش میدهد، نیروی این ماساژ از قوی به سوی ضعیف و از ضعیف به سوی نیروی صفر می رود تا تدریجاً خستگی بدن را از بین ببرد.

Neck & shoulder: گردن و شانه

این ماساژ برای کاهش علائم درد در گردن و پشت می باشد در طول مدت زمان ماساژ ۸۰٪ تمرکز بر روی شانه و گردن است طرح منحنی پشتی صندلی موجب می شود که غلتکهای ماساژ تمام شانه و گردن را ماساژ دهند ، در نتیجه این ماساژ می تواند به صورت موثری خستگی و گرفتگی شانه و گردن را از بین ببرد.

Waist & spine: کمر و ستون فقرات

این ماساژ برای کاهش علائم درد در ستون فقرات می باشد در طول مدت زمان ماساژ ۸۰٪ زمان ماساژ تمرکز بر روی ستون فقرات است و غلتکهای تعبیه شده می توانند تنش را کاهش می دهند و موجب سلامتی این قسمتها می شوند.

Boss Nursing : پرستاری

یک ماساژ با شدت بالا با تمرکز بر تسکین درد و تنش در گردن و شانه ارائه میدهد تا کاربرانی که ساعات زیادی را مشغول کار هستند نهایت راحتی و آسایش را فراهم می آورد.

: Queen Slimming

تکنیک های ماساژ ملایم را برای شل کردن عضلات پشت و کمر اجرا میکند تا به فرم دهی بهتر اعضای بدن و بهبود متابولیسم کمک کند.

Soul Spa : برای استراحت صبحگاهی طراحی شده است و به تقویت و آمادگی عضلات کمک میکند.

:Elite Care

تکنیکهای ماساژ مخصوص افرادی که کارهای اداری و طولانی مدت انجام میدهند تا دردهای ناحیه گردن و کتف و شانه را تسکین بخشد.

: Gentle Care

این برنامه با استفاده از تکنیک های ماساژ نظیر مالشی، کوبشی، لغزشی قسمتهای شانه، کمر، زانو و کف پا را هدف قرار داده و به بهبود درد و ایجاد آرامش در این نواحی کمک بسیاری میکند.


: Air Soothing

این برنامه نسبت به برنامه های دیگر ماساژ را بصورت سبک و ملایم تر اجرا میکند و با حرکت و ریتم یکسان و ملایم تمامی عضلات قسمتهای بالا، پایین، چپ و راست بدن را ماساژ داده و ایجاد حالت سبکی میکند.

: برنامه های دستی (Manual Program)

پس از روشن کردن دستگاه دکمه ی (manual) بر روی صفحه نمایشگر را فشار دهید تا وارد منوی برنامه های دستی شوید.

حال گزینه های mode (حالت)، Part (ناحیه)، Width (وسعت)، Speed (سرعت)، Roller (غلتک)، Zero (بی وزنی-جاذبه صفر)، Knee Massage (ماساژ زانو) را مشاهده میکنید.




Mode و یا حالت:

دکمه Mode را فشار داده سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب نمایید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های مالشی، ضربه ای، کوبه ای، شیاتسو، متوازن و هماهنگ، شیاتسو سه بعدی، چرخشی و ماساژ فشاری، یک گزینه را انتخاب نمایید و با فشردن دکمه ok وارد برنامه دلخواهتان شوید.

فعال سازی ماساژ ناحیه ای (Massage Part) :

گزینه part (ناحیه) را بر روی صفحه نمایش انتخاب نمایید و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های whole (کامل)، partial (جزئی) و point (نقطه ای) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.



فعال سازی ماساژ وسیع (Message Width) :


دکمه Width را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های width (عریض) ، medium (متوسط) و narrow (باریک) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.

فعال سازی سرعت ماساژ (Message Speed) :

دکمه Speed را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۶ یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

غلطک (Roller) :

دکمه Roller را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۳ (حالت های فعال) و off (حالت غیر فعال) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.



حالت بی وزنی (Zero Gravity) :

دکمه Zero Gravity را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های on (فعال) و off (غیر فعال) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

ماساژ زانو (Knee) :


دکمه Knee را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های Up (بالا) ، Down (پایین) و Auto Glide off/on (فعال و غیر فعالسازی مالش اتوماتیک) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.

نکته: برنامه Auto Glide off/on عملکرد مالش نرم بصورت خودکار را بین زانو و کف پا را اجرا میکند.

ماساژ سه بعدی (3D Massage) :

دکمه 3D را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر (انتخاب گزینه mode) جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های Deep Shiatsu (شیاتسو عمیق) ، Healthy Breath (تنفس سالم) و Massage Extend (ماساژ وسیع) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.

با استفاده از هدایتگر بر روی گزینه Force (شدت) رفته که میتوانید از بین گزینه های ۱ تا ۵ برای تعیین شدت و فشار ماساژ یکی را انتخاب نمایید. بار دیگر با استفاده از هدایتگر بر روی گزینه PART (ناحیه) رفته و آن را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های whole (کامل) ، partial (جزئی) و point (نقطه ای) یکی را انتخاب نمایید.



• Deep Shiatsu Massage (ماساژ شیاتسو عمیق):

بطور پیش فرض در بازه زمانی ۱۰ دقیقه این برنامه تعیین شده که عمدتاً قسمتهای پشتی را ماساژ میدهد.

• Healthy Breath :


بطور پیش فرض در بازه زمانی ۵ دقیقه این برنامه تعیین شده که با عملکرد هماهنگ و ریتم دار این امکان را به کاربر میدهد تا بصورت بهتر و موثرتر عمل دم و بازدم را انجام دهد تا به بهبود وضعیت و عملکرد بدن کمک ببخشد.

• Massage Extend :

بطور پیش فرض در بازه زمانی ۱۰ دقیقه این برنامه تعیین شده است.

کیسه های هوا:

پس از انتخاب گزینه AIRBAG از قسمت منو و نمایش آن در صفحه نمایش با استفاده از هدایتگر و حرکت به سمت راست و استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های PART (ناحیه) و FORCE (شدت) یکی را انتخاب کرده و وارد تنظیمات آن شوید.



• PART (ناحیه):


دکمه PART را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های Full (کامل) ، Arm&Shoulder (بازو و شانه) ، Back&Waist (پشت و کمر) ، Leg&Foot (پا و ساق) ، Buttock (نشیمنگاه) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

• FORCE (شدت):

دکمه FORCE را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۵ برای تعیین شدت ماساژ و on/off (فعال و غیر فعال) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.


گرمای ناحیه پشتی و زانو:

با انتخاب گزینه HEAT از منو می‌توانید در صفحه نمایش موقعیت مورد نظر خود را (BACK یا LEG) انتخاب نمایید سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۳ و یا on/off یکی را انتخاب و فعال نمایید.



تنظیمات (Setting) :

گزینه تنظیمات را از صفحه نمایش و توسط هدایتگر انتخاب نمایید، سپس دکمه ok را فشرده و وارد قسمت تنظیمات شوید. اکنون سه گزینه پیش رو دارید که عبارتند از: Time (زمان) ، LANGUAGE (زبان) و BLUETOOTH (اتصال بلوتوث).



- **TIME (زمان):** با استفاده از هدایتگر این گزینه را انتخاب نمایید و با فشردن جهت راست وارد تنظیمات آن شده و از بین سه گزینه ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه یکی را انتخاب نمایید.

- **LANGUAGE (زبان):**


گزینه LANGUAGE PART را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های CH (چینی) و EN (انگلیسی) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

- **BLUETOOTH (اتصال بلوتوث):**

گزینه BLUETOOTH را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ON (روشن) و OFF (خاموش) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

نکات:

- ۱- در فرآیند تنظیم خودکار یا دستی، صفحه نمایش پس از ۱۰ ثانیه بصورت خودکار در صورتی که هیچ دستور جدیدی به آن داده نشود به صفحه اصلی باز میگردد.




توجه: در حالی که دستگاه در حال فعالیت است با فشردن کلید منو بصورت دوبرار متوالی میتوانید وارد صفحه اصلی شوید.

توجه: در قسمت پایین صفحه نمایش اصلی برای تنظیم فشار کیسه های هوا میتوانید از کلیدهایی که در سمت چپ و راست قرار دارند استفاده نمایید (این قابلیت در دو فرآیند اجرای خودکار و دستی وجود دارد) و تنها در فرآیند اجرای ماساژ دستی با فشردن دکمه های بالا و پایین میتوانید شدت ماساژ را تنظیم نمایید.

توجه: گزینه اتوماتیک یا خودکار را تنها برای استفاده از برنامه های مربوط به آن میتوانید انتخاب نمایید.

- ۲- دستگاه قبل از اجرای فرآیند ماساژ اتوماتیک وضعیت و موقعیت شانه و کتف را برای اولین بار توسط اسکن بدن تشخیص داده.



احتیاط:

- برای جلوگیری از آسیب به دستگاه لطفا در صورت نیاز با پشتیبانی محصول تماس بگیرید:
 - لطفا از خیس و مرطوب شدن کنترل دستگاه جلوگیری نمایید.
 - دستگاه کنترل و کابل برق آن را در جایگاه خود قرار داده تا هیچ فشار اضافی بر آن وارد نشود.
- ۳- با فشردن دکمه خاموش یا روشن اجرای برنامه ها متوقف شده و دستگاه به حالت اولیه باز میگردد.

دکمه خاموش و روشن :

این دکمه را فشار دهید تا صندلی به هنگام اتصال به برق شروع به کار کند و زمانی که دکمه خاموش/روشن را مجددا فشار دهید و به مدت ۲ ثانیه نگهدارید دستگاه خاموش میشود.

- حرکت پشت به سمت بالا: این دکمه را فشرده و تا زمانی که رها نکرده اید پشتی به سمت بالا حرکت میکند.
- حرکت پشت به سمت پایین: این قسمت را فشرده و تا زمانی که رها نکرده اید پشتی به سمت پایین حرکت کرده .
- زمان بندی: میتوانید بین سه گزینه ۱۰،۲۰ و ۳۰ دقیقه برای کار کردن با دستگاه یکی را انتخاب کنید.
- گرمای ناحیه پشتی و زانو: شدت گرما را از بین سه گزینه ۱،۲،۳ و off/on میتوانید انتخاب کنید.
- فشار هوا: میتوانید بین ۵ سطح پویس کرده و شدت فشار کیسه های هوا را انتخاب نمایید و یا آن را بر روی حالت on/off قرار دهید.

دستورالعمل اتصال به سیستم صوتی از طریق بلوتوث:

با ورود به تنظیمات و انتخاب گزینه BLUETOOTH و اسکن اتصالات از طریق موبایل یا تبلت و در نهایت انتخاب اتصال RT-۷۹۰۰ و وصل شدن به دستگاه (لطفا توجه داشته باشید که BLUETOOTH صندلی ماساژور در حالت فعال باشد).

توجه : برای اتصال به BLUETOOTH در سیستم عامل اندروید دقت فرمایید که باید ورژن ۴ یا بالاتر از آن باشد.

عملکرد و ویژگی ها

وضعیت شانه ها: این برنامه به افراد با قد بلند، کوتاه و متوسط اجازه میدهد تا نهایت استفاده ی متناسب را از دستگاه ببرند .

جاذبه صفر: این صندلی قانون جاذبه ی صفر که در صندلی های فضایی ناسا دیده می شود را رعایت کرده و بر این اساس پاها از سطح بدن بالاتر قرار می گیرند، در این صندلی حالت بی وزنی هوا فضا حس می شود بنابراین قادر است وزن شما را گرفته و بدنتان را در راحت ترین حالت ممکن بدون هیچ فشاری قرار دهد.

عملکرد ماساژ با چهار چرخ: که نوعی ماساژ کاملاً ابتکاریست و ساختار دستگاه را کاملاً مهندسی شکل داده.

ماساژ با فشار هوا: ماساژ فشار هوا برای پشت ، کمر، شانه ، دست ، نشیمنگاه ، پا و ساق پا .

ماساژ رولینگ برای کف پا: دو ردیف غلتک برای هر پا یک ماساژ شیتاسوی حرفه ای و کامل را برای پاها فراهم می سازد.

بررسی های مقدماتی:

روش نصب:

مرحله ی اول: تمام اجزا صندلی را از جعبه خارج نمایید

مرحله دوم: نصب قسمت دستی


لوله هوا در قسمت نشیمنگاه را به نازل هوا در قسمت صندلی وصل کنید(شکل ۱)

برای نصب قسمت دستی ابتدا دسته صندلی را بر روی پایه صندلی جا بیندازید سپس پیچ مربوط به انتهای دسته صندلی میباشد را ثابت نمایید(شکل ۲) ، سپس پیچ مربوط به قسمت جلویی دسته صندلی را ثابت نمایید(شکل ۳)، همین روش نصب را برای قسمت دیگر انجام دهید.

کنترل و سیم برق را به پریز مربوطه بر روی جعبه برق وصل کنید، دستگاه را روشن سازید و پشتی را در حالت استاندارد قرار

دهید(ترتیب کار را در شکل زیر دنبال کنید).

سیم سوپاپ هوا و لوله ی هوایی قسمت دستی را به ورودی های کناری در قسمت زیرین بدنه ی قسمت دستی وصل کنید(شکل ۱)




گیره ی قسمت دستی را به خوبی به میله ی اتصال دهنده ی پشتی وصل کنید سپس قسمت دستی را به کناره ی بدنه صندلی وصل

کنید ، آن را به سمت پایین فشار دهید تا به خوبی محکم شود (شکل ۲)

قسمت دستی را با یک پیچ به بدنه ی صندلی متصل نمایید (روش نصب در هر دو طرف یکسان می باشد)


مرحله سوم: نصب قسمت پایی

قسمت ساق پا را به بدنه صندلی آویزان کنید (به توازن اجزاء دقت کنید) گیره را به محور کناری متصل کنید .
(برای سمت دیگر صندلی نیز همین کار را تکرار نمایید)




پس از آنکه ساق پا به خوبی به محور متصل شد با قفل های سمت راست و چپ آن را محکم سازید

(به شکل زیر دقت نمایید)



قسمت ماساژ پا را بلند کنید ، لوله های هوا را درون نازل هوا قرار دهید و بست سویاپ هوا را در درگاه آن که در قسمت جلوی نشیمنگاه صندلی میباشد قرار دهید.


بسته های قسمت پای را به خوبی به ورودی های مربوطه بر روی بدنه جلویی متصل کنید.(به شکل زیر دقت نمایید)
کاورهای PU قسمت پای را با زیپ به صندلی وصل کنید.



مرحله ی چهارم : نصب دیگر اجزای صندلی


دستگاه کنترل را از داخل جعبه خارج نمایید و به پورت ورودی صندلی که در قسمت راست و زیر دسته صندلی تعبیه شده وصل کنید. (به حالت نری و مادگی پورت توجه فرمایید تا به درستی وصل شود) و در نهایت درپوش آن را در جهت عقربه های ساعت محکم نمایید.

بست سیم برق را به ورودی مربوط به روی جعبه ی برق متصل نمایید (به شکل زیر دقت نمایید)




پس از آنکه تمامی اجزا سوار شدند سیم برق را داخل پریز برق کنید سپس دستگاه را روشن نمایید دکمه پاور بر روی کنترل

را فشار دهید تا دستگاه شروع به فعالیت کند.



روش جا به جایی

در زیر صندلی غلتکهای چرخانی تعبیه شده است ، پشت صندلی را تا بالاترین نقطه حرکت دهید ، دستگاه را خاموش کنید و سیم برق صندلی را بکشید ، قسمت جلوی صندلی را همانگونه که در شکل میبینید به سمت بالا حرکت دهید (یکنفر جلوی صندلی را همانگونه که دستگاه های مخصوص جا به جایی را در دست دارد بالا بیاورد و یک نفر زمانیکه بالای صندلی را به جلو گرفته حرکت دهد) صندلی را با غلطکها جا به جا کنید.



احتیاط

از حرکت دادن صندلی زمانی که فردی بر روی آن نشسته خودداری کنید.
برای جا به جایی صندلی از دسته های مخصوصی در پشت و جلو تعبیه شده در پشت و جلو استفاده کنید و هرگز از دسته های اصلی صندلی برای جابه جایی استفاده نکنید

اتصال به برق : سیم برق را به پریز با سه ورودی وصل کنید و کلید برق تعبیه شده در زیر صندلی ماساژور را روشن کنید.

احتیاط

پیش قبل از روشن ساختن صندلی از سالم بودن سیم برق و دیگر سیمهای موجود اطمینان حاصل نمایید
از خاموش بودن کلید برق قبل از اتصال صندلی به منبع برق اطمینان حاصل نمایید.

وضعیت نصب:


رعایت فاصله ی ایمنی پیرامون صندلی: از موجود بودن فضای کافی برای نصب این محصول اطمینان حاصل نمایید.

پشت حد اقل ۱۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.


جلو حد اقل ۶۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.

برای اتصال دو شاخه برق دستگاه به پریز لطفا حداقل فاصله ۱/۵ متری را رعایت فرمایید.

به منظور جلوگیری از تداخل سیگنالها دستگاه را حد اقل با فاصله یک متری از تلویزیون ،رادیو یا دیگر وسایل صوتی تصویری قرار دهید.




به منظور جلوگیری از هرگونه تاثیر غیر پیش بینی شده از سوی زمین دستگاه را بر روی فرش یا کفپوش قرار دهید.



فعال ساختن صندلی ماساژ

پیش از فعال کردن از بودن فضای کافی اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید سپس با استفاده از کنترل پشتی صندلی را به عقب خم کنید قسمت پایی را به بالاترین حالت ممکن حرکت دهید و صندلی را در پهن ترین حالت ممکن قرار دهید. پس از آنکه از عملکرد مناسب در تمامی مراحل اطمینان یافتید صندلی را خاموش کنید و آن را به حالت اول بازگردانید. (برای چگونگی انتخاب برنامه به دستورالعمل کنترل و دستورالعمل منوی صفحه نمایش مراجعه کنید)



احتیاط

لطفاً از قراردادن انگشت یا اشیای دیگر در حد فاصل پشتی و قسمت پایی خودداری کنید.
پس از تنظیم بالا ، پایین ، پشتی و قسمت پایی از نبودن مانع در اطراف صندلی اطمینان حاصل نمایید.
لطفاً از استفاده صندلی ماساژور در محیطی با رطوبت بالا اجتناب کنید.
لطفاً صندلی ماساژور را از وسایل اشتعال زا و سایر وسایل گرم که امکان حریق دارد دور نگهدارید.
پس از استفاده کابل برق را از دو شاخه جدا کنید.

پیش از نشستن بر روی صندلی از نصب قسمت پایی اطمینان حاصل نمایید ، از قرار گرفتن صندلی در وضعیت اصلی و مناسب اطمینان حاصل نمایید، اگر یکی از اجزا در وضعیت درست قرار نگرفته بود دستگاه را خاموش کرده تا دستگاه به وضعیت اصلی برگردد.

احتیاط

اگر قسمت پایی قبل از قراردادن پا به سمت بالا حرکت کرد بر روی صندلی ننشینید.
جسم سنگین را بصورت ناگهانی بر قسمت پایی قرار ندهید چراکه ممکن است به صندلی آسیب زده و یا در مکانیسم صندلی اختلال ایجاد کند.

محیط اطراف

صندلی را از مکانهای خیس مانند حمام دور نگه داری کنید تا از اتصالی برق جلوگیری شود.
صندلی را از وسایل گرم‌مازا مثل گاز ، بخاری دور نگه داری کنید تا از سوختگی یا آسیب به چرم صندلی جلوگیری شود.

مستقر سازی

دستگاه فوق به گروه یک وسایل برقی تعلق دارد.
لطفاً از اتصال صحیح سیم برق اطمینان حاصل نمایید تا از هرگونه اتصالی و یا شوک الکتریکی و تأثیرات منفی خودداری شود.

نگهداری

بمنظور پاک سازی کاور قسمتهای مختلف صندلی از پارچه ی کتان آغشته به مواد پاک کننده مناسب استفاده کرده و پس از آن با پارچه کتان دیگر قسمتهای مرطوب را خشک نمایید.
برای پاک سازی کنترل و قسمتهای الکترونیکی مانند جعبه برق از پارچه خشک استفاده نمایید.

احتیاط

پیش از پاکسازی از قطع بودن سیم برق اطمینان حاصل نمایید و بعد از اتمام پاکسازی از وارد نشدن ماده پاک کننده به داخل جعبه برق اطمینان حاصل نمایید.
از اتو کردن کاورهای صندلی خودداری نمایید.

روش انبار کردن:

پس از استفاده گرد و خاک را از روی دستگاه پاک نمایید .
اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نگیرد آن را با کاور ببوشانید
دستگاه را زیر نور مستقیم آفتاب یا مکانهایی با درجه حرارت بالا انبار نکنید چراکه موجب تغییر رنگ کاور دستگاه میشود.

نکات ریز:

- هنگام استفاده روزانه نشانه هایی که در ادامه آمده است را چک کنید:

- بوی سوختگی

- با لمس سیم دستگاه روشن و خاموش شود (اتصال سیم)

- سیم برق داغ شود.

- دیگر نشانه های غیر معمول...

احتیاط

بمنظور جلوگیری از سانحه و از کار افتادگی در صورت بروز هر یک از نشانه های بالا از استفاده از دستگاه اجتناب کنید همچنین دوشاخه را از برق بیرون بکشید سپس با مرکز خدمات برای رفع مشکل تماس حاصل نمایید.

انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات و خدمات دستگاه فقط از جانب تعمیرکاران مجاز مرکز خدمات انجام شود.

مشکل یابی

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
۱ صدای ژوژو یا تا تا شنیده شود	صدایی طبیعی است که توسط موتور در حال فعالیت تولید میشود و یا زمانی شنیده میشود که گوی های ماساژور بر روی صندلی کشیده میشود	پدیده ای طبیعی است و نیاز به تعمیر ندارد.
۲ دستگاه روشن نشود	کلید منبع برق روشن نشده	کلید را روشن کنید
	فیوز صندلی ماساژ خراب شده	فیوز جدید جایگزین کنید
	دستگاه از منبع برق جدا شده	دستگاه را به منبع برق متصل کنید
۳ کیسه هوایی تعبیه شده بر روی صندلی یا قسمت پایی عمل نکند	انسداد یا قطع لوله هوایی	لوله هوایی را تمیز کرده و مجدداً در جایگاه خود متصل نمایید.

*اگر به جز رویدادهای بالا رویداد غیر طبیعی دیگری در دستگاه رخ داد لطفاً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید

*هیچگاه اجزاء صندلی را خودتان جدا نکنید چرا که شرکت هیچگونه مسئولیتی درقبال آسیب محصول یا افراد را به دلیل عدم استفاده صحیح به عهده نخواهد گرفت.

برای همکاریتان کمال تشکر را داریم