

# دفترچه راهنمای صندلی ماساژور

## RT-8713



 Aront

RT-8713

*Luxury series*

مشتری گرامی از اینکه این محصول را انتخاب کردید از شما تشکر می نماییم، پیش از استفاده از صندلی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و بمنظور عملکرد بهتر و استفاده مناسب تر توجه ویژه ای به اقدامات ایمنی ذکر شده داشته باشید.

## فهرست:

- اقدامات ایمنی
- نام و عملکرد هر یک از اجزا
- ساختار بیرونی
- ساختار درونی
- جعبه ی برق
- کنترل
- دستورالعمل کنترل
- دستور العمل صفحه ی نمایش
- اقدامات پیش از استفاده
- روش نصب
- روش جا به جایی
- روشن ساختن دستگاه
- وضعیت نصب
- نگهداری
- فعال کردن صندلی ماساژ
- پیش از نشستن بر روی صندلی
- بلوتوث
- پس از استفاده
- محیط اطراف صندلی
- مستقر سازی صندلی
- نگهداری و مراقبت از صندلی
- مشکل یابی و ویژگی های تکنیکی

## اقدامات ایمنی:

پیش از استفاده از دستگاه اقدامات ایمنی ذکر شده را به دقت مورد مطالعه قرار دهید تا به شکل صحیح از دستگاه استفاده نمایید.

خطر و آسیب وارده به صندلی ماساژور به دلیل عدم استفاده صحیح به دو دسته هشدار و احتیاط تقسیم می شود. توصیه میشود علائم نشان داده شده را به دقت رعایت کنید.

استفاده نادرست ممکن است موجب صدمه به کاربر و آسیب به دستگاه شود.



ممنوعیت در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود و نشان دهنده ی سوار کردن نادرست اجزای صندلی است.




اجبار در عملکرد: که توسط این علامت نشان داده میشود که نشاتگر اتصال نامناسب دوشاخه ی برق دستگاه است.


<p>به افرادی جز تکنسین خاص شرکت اجازه نصب ، راه اندازی ، یا جا به جایی و تعمیر صندلی ماساژور راندهید و در صورت بروز مشکل با دفتر مرکزی و مرکز خدمات تماس بگیرید.</p>	
--	--


هشدار

<p>توصیه میشود افرادی با شرایط زیر پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنند:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱) افرادی که در بدنشان دستگاه الکتریکی جاسازی شده مانند ضربان قلب ساز.</li> <li>۲) افرادی که تحت درمان پزشک هستند به ویژه کسانی که کسالت دارند.</li> <li>۳) افرادی که تومورهای بدخیم ، نارحتی قلبی یا مشکلات حاد دارند.</li> <li>۴) خانم های باردار یا خانم هایی که در دوران قاعدگی هستند.</li> <li>۵) افرادی که مشکلات پوستی داشته و یا دچار آسیب دیدگی پوستی هستند.</li> <li>۶) افرادی که دمای بدنشان بالای ۳۸ درجه است (حالت تب)</li> </ol>	<p>اجبار</p>
---	--------------


<ol style="list-style-type: none"> <li>۱) اجازه ندهید افراد ناتوان ذهنی صندلی را به تنهایی استفاده کنند(با نظارت مشکلی پیش نخواهد آمد)</li> <li>۲) به کودکان اجازه بازی بر روی صندلی را ندهید.</li> <li>۳) اجازه ندهید بیش از یک نفر در یک نوبت از صندلی استفاده کند.</li> <li>۴) اگر سیم برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دید فوراً با مرکز خدمات دستگاه برای رفع عیب دستگاه تماس بگیرید.</li> <li>۵) هیچگاه سیم برق دستگاه را زیاد خم نکنید و یا با پا به آن فشار وارد نکنید ، نچرخانید و آن را گره نزنید.</li> <li>۶) به خردسالان اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.</li> </ol>	<p>ممنوعیت</p>
--	----------------

<p>۱) بیش از ۲۰ دقیقه به صورت پیوسته از صندلی ماساژور استفاده نکنید و برای ماساژ قسمت خاصی از بدن ۵ دقیقه از صندلی استفاده نمایید.</p> <p>۲) صندلی را بر روی سطح صاف قرار دهید.</p> <p>۳) زمان تنظیم قسمت پایی و پشتی صندلی از فشار مضاعف اجتناب کنید همچنین دستگاه را در دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار ندهید.</p> <p>۴) دقت داشته باشید از منبع الکتریکی که بیشتر از ولتاژ ویژه دستگاه می باشد به هیچ وجه استفاده نشود چرا که ممکن است موجب آتش سوزی و آسیب جدی به صندلی ماساژور شود.</p> <p>۵) پیش از استفاده لطفاً بالشتک صندلی را بردارید تا از سالم بودن پارچه ماساژور قسمت پشت اطمینان حاصل نمایید ، در صورت مواجهه با مشکل فوراً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید .</p> <p>۶) به هیچ عنوان با دستان مرطوب با کنترل دستگاه کار نکنید و اجسام سنگین را روی آن قرار ندهید.</p> <p>۷) تنها افراد زیر ۱۲۰ کیلو گرم می توانند از این دستگاه استفاده کنند.</p> <p>۸) لطفاً بطور همزمان از دیگر ابزار درمانی به همراه این دستگاه استفاده نکنید.</p> <p>۹) در زمان استفاده اگر احساس ناخوشایندی داشتید فوراً دستگاه را متوقف سازید و با پزشک مشورت کنید.</p> <p>۱۰) صندلی فوق مجهز به سیستم گرمایشی بوده لذا افرادی که به گرما حساس هستند باید با دقت از این دستگاه استفاده نمایند.</p> <p>۱۱) قبل از پاکسازی صندلی و بعد از استفاده صندلی را به طور کامل خاموش نموده و دو شاخه را از برق خارج نمایید.</p>	 <p>اجبار</p>
--	--

<p>۱) به منظور جلوگیری از ایجاد احساس نامطلوب پس از صرف وعده های غذایی از صندلی استفاده نکنید.</p> <p>۲) توجه داشته باید هنگام استفاده از صندلی در خواب فرو نروید.</p> <p>۳) هنگامی که احساس خوبی ندارید از صندلی استفاده نکنید.</p> <p>۴) اگر رویه ی صندلی کثیف شد تنها از پاک کننده ی شناخته شده با کیفیت استفاده کنید و از پاک کننده های شیمیایی یا بنزین استفاده نکنید و حشره کش بر روی دستگاه اسپری نکنید .</p> <p>۵) به منظور جلوگیری از صدمه و خرابی دستگاه از نشستن بر روی قسمت پشت و پایی و یا دستی خودداری نمایید .</p> <p>۶) لطفاً هنگام استفاده از صندلی ماساژور سیگار نکشید.</p>	 <p>ممنوعیت</p>
---	--

<p>۱) به منظور جلوگیری از آسیب به صندلی لطفاً بعد از استفاده از دستگاه دو شاخه دستگاه را از برق خارج نمایید لذا به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به هیچ عنوان دوشاخه برق را با دست خیس متصل و خارج نکنید</p>	 <p>ممنوع</p>
--	--

## ساختار بیرونی




## ساختار درونی



# کنترل



## دستورالعمل دکمه های کنترل



برای روشن / خاموش کردن دستگاه:

هنگام اتصال صندلی به برق این دکمه را فشار دهید تا منوی اصلی نمایش داده شود و صفحه نمایش روشن شود. دکمه های بالا، پایین، چپ و راست را برای پیمایش در صفحه نمایش استفاده کنید و برای انتخاب کلید OK را فشار دهید. مجدد برای خاموش کردن دستگاه این دکمه را فشار دهید.



خودکار (اتومات):

با فشار دادن این دکمه به منوی خودکار وارد می شوید و میتوانید در بین برنامه های خودکار پویش نمایید و سپس یکی را به دلخواه فعال نموده. برنامه انتخاب شده در قسمت بالای صفحه نمایش کنترل دستگاه نشان داده میشود. (شامل ماساژ سه بعدی نمیشود)



پا به سمت بالا: با نگه داشتن این دکمه قسمت پایی به بالاترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه پایی ثابت میشود.

پا به سمت پایین: با نگه داشتن این دکمه قسمت پایی به پایین ترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه پایی ثابت میشود.



تنظیم وضعیت شانه ها:

با نگهداشتن هر یک از دکمه ها میتوانید موقعیت پشتی را به سمت بالا و یا پایین تنظیم نمایید و با رها کردن آن مکانیسم متوقف میشود.



## : Navigation

با استفاده از هدایتگر و چهار جهت اصلی ، به سادگی می‌توانید در بین منوها پویا کرده و با فشردن کلید OK منو مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در هنگام اجرای برنامه ماساژ شما می‌توانید با فشردن دکمه OK ، حالت بی وزنی را فعال و یا غیر فعال نمایید.

در هنگام اجرای برنامه ماساژ شما می‌توانید با استفاده از جهت های بالا و پایین سرعت مکانیسم ماساژ را تغییر دهید.



با استفاده از جهات چپ و راست، زمانی که کیسه های هوا در حال فعالیت هستند می‌توانید شدت فشار آن ها را تغییر دهید .



### باز و بسته شدن قسمت پایی:

هر یک از دکمه ها را برای تنظیم قسمت پایی فشار داده و نگهدارید و پس از قرار گیری در موقعیت دلخواه آن را رها کنید.

یک سنسور در انتهای قسمت پایی قرار گرفته که با روشن شدن صندلی بطور خودکار طول را تنظیم میکند.



### منو:

شما می‌توانید آیکن های مربوط به برنامه اتومات(خودکار)، برنامه های دستی، ماساژور سه بعدی، کیسه های هوا، گرما و سایر تنظیمات را در صفحه نمایش مشاهده کنید.





ماساژ سه بعدی:

در هنگامی که برنامه ماساژ در حال اجرا میباشد، این دکمه را برای تغییر شدت ماساژ سه بعدی فشار دهید.

توجه:

پس از استفاده از دستگاه دکمه خاموش/روشن را فشار دهید تا صندلی به حالت اولیه خود باز گردد.


## صفحه نمایشگر

توضیح برنامه های خودکار (Auto):

در حالیکه صندلی ماساژور به برق متصل است، برای نمایش منو دکمه power را فشرده و برای پیمایش در میان برنامه های ماساژ خودکار دکمه Auto را فشار دهید تا برنامه های از پیش تعریف شده نمایش داده شوند.

Supreme Massage, Neck&Shoulder, Refresh, Spine Release, Blood Flow Boost, Tai Stretch, Recovery, Deep Tissue, Queen Slimming.

برنامه منتخب فعال شده در بالای صفحه نمایشگر نشان داده میشود.



## : Supreme Massage

این برنامه ماساژی با شدت بالا ارائه میدهد و حداکثر راحتی را برای کاربرانی که ساعتهای طولانی را پشت میز میگذرانند فراهم میکند.

---

### Neck&Shoulder (شانه و گردن) :

طراحی شده برای کاهش درد و التهاب در ناحیه گردن و کمک به ایجاد حس آرامش در این ناحیه.

---

### Refresh (شادابی) :

منتخبی از تمامی تکنیکهای ماساژ برای شل شدن و رهایی عضلاتی که دچار گرفتگی شده اند.

---

### Spine Release (رها سازی ستون فقرات) :

به کاهش درد و التهاب در ناحیه ستون فقرات کمک میکند.

---

### Blood Flow Boost (افزایش جریان خون) :

این برنامه برای مواقعی که به استراحت نیاز دارید طراحی شده است و باعث تقویت و بهبود بافت های عضلانی میشود.

---

### Tai Stretch (کشش تایلندی) :


این برنامه با الهام از ماساژ تایلندی به ماساژ کششی تایلندی معروف است. در این برنامه با استفاده از تکنیک ماساژ ورزشی و کشش به بازیابی و بهبود عضلات خسته و انعطاف پذیری آن ها کمک بسیاری میکند.

---

### Recovery (بازیابی) :

این برنامه برای بازیابی و برگشت به حالت اولیه عضلات بعد از ورزش و فعالیت های جسمی خسته کننده طراحی شده است.

این برنامه به کاهش تنش و خستگی عضلات کمک کرده و باعث افزایش گردش خون و اکسیژن رسانی به عضلات میشود .



Deep Tissue (بافت عمیق) :

این برنامه برای افرادی فعال طراحی شده است و به بازسازی جسمی و ایجاد نشاط روحی در بدن بسیار کمک میکند.


Queen Slimming (فرم دهی) :

این برنامه از مکانیسم رهاسازی عضلات استفاده کرده و باعث آزاد سازی عضلات پشت و کمر میشود و به فرم دهی بدن با افزایش متابولیسم و گردش خون کمک شایانی میکند.

### برنامه های دستی (Manual Program)

پس از روشن کردن دستگاه دکمه ی (manual) بر روی صفحه نمایشگر را فشار دهید تا وارد منوی برنامه های دستی شوید.

حال گزینه های mode (حالت)، Part (ناحیه)، Width (وسعت)، Speed (سرعت)، Roller (غلطک)، Zero (بی وزنی-جاذبه صفر) را مشاهده میکنید.



### Mode و یا حالت:


دکمه Mode را فشار داده سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب نمایید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های مالشی، ضربه ای، کوبه ای، شیاتسو، متوازن و هماهنگ، شیاتسو سه بعدی، ضربات آهسته و ماساژ فشاری، یک گزینه را انتخاب نمایید و با فشردن دکمه ok وارد برنامه دلخواهتان شوید.

### فعال سازی ماساژ ناحیه ای ( Message Part ) :

گزینه part (ناحیه) را بر روی صفحه نمایش انتخاب نمایید و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های whole (کامل) ، partial (جزئی) و point (نقطه ای) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.

### فعال سازی ماساژ وسیع ( Message Width ) :

دکمه Width را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های width (عریض) ، medium (متوسط) و narrow (باریک) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.




### فعال سازی سرعت ماساژ ( Message Speed ) :

دکمه Speed را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۶ یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

## غلطک ( Roller ) :

دکمه Roller را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۳ (حالت های فعال) و off (حالت غیر فعال) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.



## حالت بی وزنی ( Zero Gravity ) :


دکمه Zero Gravity را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های on (فعال) و off (غیر فعال) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

توجه داشته باشید در این حالت ناحیه پایی بالاتر از قسمت بالا تنه قرار میگیرد و باعث میشود وزن بدن بطور یکسان در سراسر بدن پخش شود و این امر کاهش فشار وارده بر ستون فقرات و مفاصل را به همراه دارد و به نوعی باعث آرامش روحی نیز میشود.

## ماساژ سه بعدی ( 3D Massage ) :

دکمه 3D را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر (انتخاب گزینه mode) جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های Shiatsu (شیاتسو) ، Breathe Health (تنفس سالم) و Tui Na یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.

با استفاده از هدایتگر بر روی گزینه Force (شدت) رفته که میتوانید از بین گزینه های ۱ تا ۵ برای تعیین شدت و فشار ماساژ یکی را انتخاب نمایید. بار دیگر با استفاده از هدایتگر بر روی گزینه PART (ناحیه) رفته و آن را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های whole (کامل) ، partial (جزئی) و point (نقطه ای) یکی را انتخاب نمایید.



- **Shiatsu Massage (ماساژ شیاتسو) :**

بطور پیش فرض در بازه زمانی ۱۰ دقیقه این برنامه تعیین شده که عمدتاً قسمتهای پشتی را ماساژ میدهد.

- **Breathe Health (تنفس سالم) :**

بطور پیش فرض در بازه زمانی ۵ دقیقه این برنامه تعیین شده که با عملکرد هماهنگ و ریتم دار این امکان را به کاربر میدهد تا بصورت بهتر و موثرتر عمل دم و بازدم را انجام دهد تا به بهبود وضعیت و عملکرد بدن کمک ببخشد.

- **Tui Na :**

بطور پیش فرض در بازه زمانی ۵ دقیقه این برنامه تعیین شده است و بدن را بطور کامل کشش میدهد.

## کیسه های هوا:

پس از انتخاب گزینه AIRBAG از قسمت منو و نمایش آن در صفحه نمایش با استفاده از هدایتگر و حرکت به سمت راست و استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های PART (ناحیه) و FORCE (شدت) یکی را انتخاب کرده و وارد تنظیمات آن شوید.



### • PART (ناحیه):


دکمه PART را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های Full (کامل) ، Arm&Shoulder (بازو و شانه) ، Back&Waist (پشت و کمر) ، Leg&Foot (پا و ساق) ، Buttock (نشیمنگاه) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

### • FORCE (شدت):

دکمه FORCE را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۵ برای تعیین شدت ماساژ و on/off (فعال و غیر فعال) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

## گرمای ناحیه پشتی و زانو:


با انتخاب گزینه HEAT از منو در صفحه نمایش موقعیت مورد نظر خود را انتخاب نمایید سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ۱ تا ۳ و یا on/off یکی را انتخاب و فعال نمایید.



## تنظیمات (Setting) :

گزینه تنظیمات را از صفحه نمایش (قسمت منو) و توسط هدایتگر انتخاب نمایید، سپس دکمه ok را فشرده و وارد قسمت تنظیمات شوید.

اکنون پنج گزینه پیش رو دارید که عبارتند از: Time(زمان) ، LANGUAGE (زبان) ، BLUETOOTH (اتصال بلوتوث) ، صدا (Voice) و LED.



- **TIME (زمان):** با استفاده از هدایتگر این گزینه را انتخاب نمایید و با فشردن جهت راست وارد تنظیمات آن شده و از بین سه گزینه ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دقیقه یکی را انتخاب نمایید.
- **LANGUAGE (زبان):**

گزینه LANGUAGE PART را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های CH (چینی) و EN (انگلیسی) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

- **BLUETOOTH (اتصال بلوتوث):**

گزینه BLUETOOTH را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ON (روشن) و OFF (خاموش) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.



## • صدا (Voice):

گزینه Voice را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ON (روشن) و OFF (خاموش) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

## • LED :



گزینه LED را از صفحه نمایش انتخاب کرده و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های بالا و پایین بین گزینه های ON (روشن) و OFF (خاموش) یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه ok یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

## توجه:

هنگام خاموش کردن صندلی ماساژور ، تمامی تنظیمات انجام شده در حافظه صندلی باقی خواهد ماند.

## نکات:

- ۱- در فرآیند تنظیم خودکار یا دستی، صفحه نمایش پس از ۱۰ ثانیه بصورت خودکار در صورتی که هیچ دستور جدیدی به آن داده نشود به صفحه اصلی باز میگردد.



**توجه:** در حالی که دستگاه در حال فعالیت است با فشردن کلید منو بصورت دوبرار متوالی میتوانید وارد صفحه اصلی شوید.

**توجه:** در قسمت پایین صفحه نمایش اصلی برای تنظیم فشار کیسه های هوا میتوانید از کلیدهایی که در سمت چپ و راست قرار دارند استفاده نمایید (این قابلیت در دو فرآیند اجرای خودکار و دستی وجود دارد) و تنها در فرآیند اجرای ماساژ دستی با فشردن دکمه های بالا و پایین میتوانید شدت ماساژ را تنظیم نمایید.

**توجه:** گزینه اتوماتیک یا خودکار را تنها برای استفاده از برنامه های مربوط به آن میتوانید انتخاب نمایید.

- ۲- دستگاه قبل از اجرای فرآیند ماساژ اتوماتیک وضعیت و موقعیت شانه و کتف را برای اولین بار توسط اسکن بدن تشخیص داده.

## احتیاط :


- برای جلوگیری از آسیب به دستگاه لطفا در صورت نیاز با پشتیبانی محصول تماس بگیرید.
- لطفا از خیس و مرطوب شدن کنترل دستگاه جلوگیری نمایید.

- دستگاه کنترل و کابل برق آن را در جایگاه خود قرار داده تا هیچ فشار اضافی بر آن وارد نشود.
- ۳- با فشردن دکمه خاموش یا روشن اجرای برنامه ها متوقف شده و دستگاه به حالت اولیه باز میگردد.

## امکانات

### ۱- حرکت رو به جلوی صندلی به هنگام تنظیم پشتی:

این صندلی قابلیت حرکت به جلو در زمان قرار گیری قسمت پشتی صندلی به پایین را دارا میباشد.



### ۲- قرار گیری در حالت بی وزنی :

با قرار گیری در این وضعیت، پاهای شما بالاتر از سطح بالا تنه قرار میگیرد و باعث میشود وزن بطور یکنواخت در سراسر بدن تقسیم شود و از این ر فشار از روی مفاصل و ستون فقرات برداشته میشود.

### ۳- مکانیسم ماساژ سه بعدی:

مکانیسم ماساژ سه بعدی بصورت ارگونومیک طراحی و برنامه ریز شده است تا تمام نواحی ستون فقرات و پشتی را ماساژ دهد.

### ۴- توسعه و گسترش خودکار و دستی قسمت پایی:

قسمت پایی میتواند برای کاربران مختلف با قد های متفاوت بطور خودکار تا ۱۷ سانتی متر افزایش و تغییر یابد.

### ۵- ماساژ کل بدن توسط کیسه های هوا :

با توجه به کیسه های تعبیه شده در این صندلی ، قسمت های شانه، بازو، پشت و کمر، نشیمنگاه، ساق پا و کف پا بوسیله آن ها مورد ماساژ قرار میگیرند.

### ۶- ماساژ بوسیله غلتک ها:

وجود سه غلتک در زیر پا یک ماساژ پر فشار و همه جانبه را برای این ناحیه که رشته های عصبی در آن قرار دارند را فراهم میکند.

## ۷ - بهره گیری از تکنیک های جامع ماساژ:

با الگوبرداری از قابلیت های دست انسان ، تکنیک های مالشی و کوبه ای و نیز تکنیک های ماساژ شیاتسو یک ماساژ حرفه ای و سفارشی را ارائه میدهد.


## ۸ - اتصال از طریق بلوتوث:

موسیقی مورد علاقه خود را از طریق این اتصال توسط صندلی ماساژور پخش کنید.

## ۹ - طراحی دستگاه مطابق با ارگونومی بدن انسان و پوشش یک دست و کامل (SL SHAPE).

## ۱۰ - کنترل صوتی دستگاه:

بوسیله کنترل دستگاه وارد قسمت کنترل صوتی دستگاه ماساژور شده و این قابلیت را فعال نمایید و سپس با فشردن شیار مربعی شکل که بر روی بلندگوی دستگاه وجود دارد پیغام " لطفا دستور صوتی را بگویید" خواهید شنید.




## ۱۱ - کنترل دستگاه بوسیله کلید چرخشی:

زمانی که دستگاه ماساژور در حالت Sleep میباشد، با فشردن این دکمه فعال میشود.

با فشردن مجدد این دکمه برنامه ماساژ خودکار فعال میشود و زمانی که دستگاه در حال کار است با نگهداشتن این دکمه به مدت ۳ ثانیه دستگاه به حالت اول باز میگردد.

با چرخش دکمه در جهت عقربه های ساعت و خلاف آن میتوانید پشتی صندلی را تنظیم نمایید.

علاوه بر این میتوانید با قرار دادن تلفن همراه خود بر روی این قسمت از قابلیت شارژ بی سیم آن استفاده نمایید.



## ۱۲ - درگاه USB :

با استفاده از این درگاه می‌توانید از طریق اتصال پورت USB دستگاه خود را شارژ نمایید.

## ۱۳ - ماساژ مالشی + گرما درمانی :

ماساژ مالشی در کنار گرما درمانی ناحیه ساق پا تا زانو را پوشش داده و باعث تسکین در های این قسمت و کاهش استرس میشود.

## ۱۴ - قابلیت anti-pinch :

وجود سنسورهایی در دو طرف قسمت ساق پا باعث تشخیص مانع و جلوگیری از آسیب دیدگی میشود.

---

## دستورالعمل اتصال به سیستم صوتی از طریق بلوتوث:

دارای قابلیت اتصال تلفن همراه به سیستم عامل IOS و یا Android میباشد.

با ورود به تنظیمات و انتخاب گزینه BLUETOOTH و اسکن اتصالات از طریق موبایل یا تبلت و در نهایت انتخاب اتصال RT-8713 و وصل شدن به دستگاه (لطفا توجه داشته باشید که BLUETOOTH صندلی ماساژور در حالت فعال باشد).

---

## دستور العمل ها فعال سازی کنترل صوتی دستگاه:

با استفاده از کنترل دستگاه وارد قسمت تنظیمات شده و VOICE را انتخاب و فعال نمایید.

با فشردن قسمت مربعی قرار گرفته بر روی بلندگو و یا گفتن جمله دستوری "switch to vice mode" میتوان کنترل صوتی دستگاه آماده به کار میشود و دستگاه این آمادگی را با گفتن جمله "Please tell your command" نشان میدهد.

شما باید دستورات صوتی از پیش تعریف شده را برای دستگاه بازگو نمایید و در صورت تایید دستورات شما بلافاصله اجرا میشود.

دستورات صوتی از پیش تعریف شده به شرح زیر میباشد:

- **Turn on the massage chair**
- **Turn off the massage chair**
- **Supreme Massage**
- **Neck&Shoulder**
- **Refresh**
- **Spine Release**
- **Blood Flow Boost**
- **Tai Stretch**
- **Recovery**
- **Deep Tissue**
- **Queen Slimming**
- **Full Body Airbags**
- **Shiatsu**
- **Breathe Health**
- **Tui Na**
- **Zero Gravity**
- **Heat Off**
- **Heat Level 1**
- **Heat Level 2**
- **Heat Level 3**

## عملکرد و ویژگی ها

ویژگی های صوتی : مجهز به بلوتوث.

---

وضعیت شانه ها: این برنامه به افراد با قد بلند، کوتاه و متوسط اجازه میدهد تا نهایت استفاده ی متناسب را از دستگاه ببرند .

---

جاذبه صفر: این صندلی قانون جاذبه ی صفر که در صندلی های فضاپیمایی ناسا دیده می شود را رعایت کرده و بر این اساس پاها از سطح بدن بالاتر قرار می گیرند، در این صندلی حالت بی وزنی هوا فضا حس می شود بنابراین قادر است وزن شما را گرفته و بدنتان را در راحت ترین حالت ممکن بدون هیچ فشاری قرار دهد.

---

عملکرد ماساژ با چهار چرخ: که نوعی ماساژ کاملاً ابتکاریست و ساختار دستگاه را کاملاً مهندسی شکل داده.

---

ماساژ با فشار هوا: ماساژ فشار هوا برای پشت ، کمر، شانه ، دست ، نشیمنگاه ، پا و ساق پا .

---

ماساژ رولینگ برای کف پا: دو ردیف غلتک برای هر پا یک ماساژ شیائوسوی حرفه ای و کامل را برای پاها فراهم می سازد.

---

## بررسی های مقدماتی:

### روش نصب:

مرحله ی اول: تمام اجزا صندلی را از جعبه خارج نمایید


مرحله دوم: نصب قسمت دستی

لوله هوا در قسمت نشیمنگاه را به نازل هوا در قسمت صندلی وصل کنید.

برای نصب قسمت دستی ابتدا دسته صندلی را بر روی پایه صندلی جا بیندازید سپس پیچ مربوط به انتهای دسته صندلی میباید را ثابت نمایید، سپس پیچ مربوط به قسمت جلویی دسته صندلی را ثابت نمایید، همین روش نصب را برای قسمت دیگر انجام دهید.

کنترل و سیم برق را به پریز مربوطه بر روی جعبه وصل کنید، دستگاه را روشن سازید و پشتی را در حالت استاندارد قرار دهید.

سیم سوپاپ هوا و لوله ی هوایی قسمت دستی را به ورودی های کناری در قسمت زیرین بدنه ی قسمت دستی وصل کنید.




گیره ی قسمت دستی را به خوبی به میله ی اتصال دهنده ی پشتی وصل کنید سپس قسمت دستی را به کناره ی بدنه صندلی وصل

کنید ، آن را به سمت پایین فشار دهید تا به خوبی محکم شود .


قسمت دستی را با یک پیچ به بدنه ی صندلی متصل نمایید (روش نصب در هر دو طرف یکسان می باشد)

### مرحله سوم: نصب قسمت پایی

رابط لوله استوانی داخلی و بیرونی را بر روی پایه اتصال قسمت ساق پا قرار دهید.



پیچ گیره اتصال را بردارید و به سمت بالا بکشید تا قفل آن آزاد شود. حال رابط قسمت ساق پا را به سوکت رابط وصل نمایید و به سمت پایین بکشید تا قفل شود، سپس پیچ را محکم نمایید.






قسمت ماساژ پا را بلند کنید ، لوله های هوا را درون نازل هوا قرار دهید و بست سوپاپ هوا را در درگاه آن که در قسمت جلو نشیمنگاه صندلی میباشد قرار دهید.

بستهای قسمت پایی را به خوبی به ورودی های مربوطه بر روی بدنه جلویی متصل کنید.(به شکل زیر دقت نمایید)


کاورهای PU قسمت پایی را با زیپ به صندلی وصل کنید.




### مرحله ی چهارم : نصب دیگر اجزای صندلی

دستگاه کنترل را از داخل جعبه خارج نمایید و به پورت ورودی صندلی که در قسمت راست و زیر دسته صندلی تعبیه شده وصل کنید. (به حالت نری و مادگی پورت توجه فرمایید تا به درستی وصل شود) و در نهایت درپوش آن را در جهت عقربه های ساعت محکم نمایید.

بست سیم برق را به ورودی مربوط به روی جعبه ی برق متصل نمایید (به شکل زیر دقت نمایید)




پس از آنکه تمامی اجزا سوار شدند سیم برق را داخل پریز برق کنید سپس دستگاه را روشن نمایید دکمه پاور بر روی کنترل را فشار دهید تا دستگاه شروع به فعالیت کند.



### روش جا به جایی

در زیر صندلی غلتکهای چرخانی تعبیه شده است ، پشت صندلی را تا بالاترین نقطه حرکت دهید ، دستگاه را خاموش کنید و سیم برق صندلی را بکشید ، قسمت جلوی صندلی را همانگونه که در شکل میبینید به سمت بالا حرکت دهید (یک نفر جلوی صندلی را همانگونه که دستگاه های مخصوص جا به جایی را در دست دارد بالا بیاورد و یک نفر زمانیکه بالای صندلی را به جلو گرفته حرکت دهد) صندلی را با غلطکها جا به جا کنید.



#### احتیاط

از حرکت دادن صندلی زمانی که فردی بر روی آن نشسته خودداری کنید.  
برای جا به جایی صندلی از دسته های مخصوصی در پشت و جلو تعبیه شده در پشت و جلو استفاده کنید و هرگز از دسته های اصلی صندلی برای جابه جایی استفاده نکنید

اتصال به برق : سیم برق را به پریز با سه ورودی وصل کنید و کلید برق تعبیه شده در زیر صندلی ماساژور را روشن کنید.

#### احتیاط

پیش قبل از روشن ساختن صندلی از سالم بودن سیم برق و دیگر سیمهای موجود اطمینان حاصل نمایید  
از خاموش بودن کلید برق قبل از اتصال صندلی به منبع برق اطمینان حاصل نمایید.

#### وضعیت نصب:

رعایت فاصله ی ایمنی پیرامون صندلی : از موجود بودن فضای کافی برای نصب این محصول اطمینان حاصل نمایید.


پشت حد اقل ۱۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.

جلو حد اقل ۶۰ سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر.


برای اتصال دو شاخه برق دستگاه به پریز لطفا حداقل فاصله ۱/۵ متری را رعایت فرمایید.

به منظور جلوگیری از تداخل سیگنالها دستگاه را حد اقل با فاصله یک متری از تلویزیون ، رادیو یا دیگر وسایل صوتی تصویری

قرار دهید.




به منظور جلوگیری از هرگونه تأثیر غیر پیش بینی شده از سوی زمین دستگاه را بر روی فرش یا کفپوش قرار دهید.



### فعال ساختن صندلی ماساژ

پیش از فعال کردن از بودن فضای کافی اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید سپس با استفاده از کنترل پشتی صندلی را به عقب خم کنید قسمت پایی را به بالاترین حالت ممکن حرکت دهید و صندلی را در پهن ترین حالت ممکن قرار دهید. پس از آنکه از عملکرد مناسب در تمامی مراحل اطمینان یافتید صندلی را خاموش کنید و آن را به حالت اول بازگردانید. (برای چگونگی انتخاب برنامه به دستورالعمل کنترل و دستور العمل منوی صفحه نمایش مراجعه کنید)



#### احتیاط

لطفاً از قراردادن انگشت یا اشیای دیگر در حد فاصل پشتی و قسمت پایی خودداری کنید.  
پس از تنظیم بالا ، پایین ، پشتی و قسمت پایی از نبودن مانع در اطراف صندلی اطمینان حاصل نمایید.  
لطفاً از استفاده صندلی ماساژور در محیطی با رطوبت بالا اجتناب کنید.  
لطفاً صندلی ماساژور را از وسایل اشتعال زا و سایر وسایل گرم که امکان حریق دارد دور نگهدارید.  
پس از استفاده کابل برق را از دو شاخه جدا کنید.

پیش از نشستن بر روی صندلی از نصب قسمت پایی اطمینان حاصل نمایید ، از قرار گرفتن صندلی در وضعیت اصلی و مناسب اطمینان حاصل نمایید، اگر یکی از اجزا در وضعیت درست قرار نگرفته بود دستگاه را خاموش کرده تا دستگاه به وضعیت اصلی برگردد.

#### احتیاط

اگر قسمت پایی قبل از قراردادن پا به سمت بالا حرکت کرد بر روی صندلی ننشینید.  
جسم سنگین را بصورت ناگهانی بر قسمت پایی قرار ندهید چراکه ممکن است به صندلی آسیب زده و یا در مکانیسم صندلی اختلال ایجاد کند.

#### محیط اطراف

صندلی را از مکانهای خیس مانند حمام دور نگه داری کنید تا از اتصالی برق جلوگیری شود.  
صندلی را از وسایل گرمازا مثل گاز ، بخاری دور نگه داری کنید تا از سوختگی یا آسیب به چرم صندلی جلوگیری شود.

#### مستقر سازی

دستگاه فوق به گروه یک وسایل برقی تعلق دارد.  
لطفاً از اتصال صحیح سیم برق اطمینان حاصل نمایید تا از هرگونه اتصالی و یا شوک الکتریکی و تأثیرات منفی خودداری شود.

#### نگهداری

بمنظور پاک سازی کاور قسمتهای مختلف صندلی از پارچه ی کتان آغشته به مواد پاک کننده مناسب استفاده کرده و پس از آن با پارچه کتان دیگر قسمتهای مرطوب را خشک نمایید.

برای پاک سازی کنترل و قسمتهای الکترونیکی مانند جعبه برق از پارچه خشک استفاده نمایید.

#### احتیاط

پیش از پاکسازی از قطع بودن سیم برق اطمینان حاصل نمایید و بعد از اتمام پاکسازی از وارد نشدن ماده پاک کننده به داخل

جعبه برق اطمینان حاصل نمایید.

از اتو کردن کاورهای صندلی خودداری نمایید.

#### روش انبار کردن:

پس از استفاده گرد و خاک را از روی دستگاه پاک نمایید .

اگر دستگاه برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نگیرد آن را با کاور ببوشانید

دستگاه را زیر نور مستقیم آفتاب یا مکانهایی با درجه حرارت بالا انبار نکنید چراکه موجب تغییر رنگ کاور دستگاه میشود.

#### نکات ریز:

- هنگام استفاده روزانه نشانه هایی که در ادامه آمده است را چک کنید:

- بوی سوختگی

- با لمس سیم دستگاه روشن و خاموش شود (اتصال سیم)

- سیم برق داغ شود.

- دیگر نشانه های غیر معمول...

#### احتیاط

بمنظور جلوگیری از سانحه و از کار افتادگی در صورت بروز هر یک از نشانه های بالا از استفاده از دستگاه اجتناب کنید همچنین دوشاخه را از برق بیرون بکشید سپس با مرکز خدمات برای رفع مشکل تماس حاصل نمایید.

انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات و خدمات دستگاه فقط از جانب تعمیرکاران مجاز مرکز خدمات انجام شود.

## مشکل یابی

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
۱ صدای ژو ژو یا تا تا شنیده شود	صدایی طبیعی است که توسط موتور در حال فعالیت تولید میشود و یا زمانی شنیده میشود که گوی های ماساژور بر روی کاور صندلی کشیده میشود	پدیده ای طبیعی است و نیاز به تعمیر ندارد.
۲ دستگاه روشن نشود	کلید منبع برق روشن نشده	کلید را روشن کنید
	فیوز صندلی ماساژ خراب شده	فیوز جدید جایگزین کنید
	دستگاه از منبع برق جدا شده	دستگاه را به منبع برق متصل کنید
۳ کیسه هوایی تعبیه شده بر روی صندلی یا قسمت پایی عمل نکند	انسداد یا قطع لوله هوایی	لوله هوایی را تمیز کرده و مجدداً در جایگاه خود متصل نمایید.

\*اگر به جز رویدادهای بالا رویداد غیر طبیعی دیگری در دستگاه رخ داد لطفاً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید

\*هیچگاه اجزاء صندلی را خودتان جدا نکنید چرا که شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب محصول یا افراد را به دلیل عدم استفاده صحیح به عهده نخواهد گرفت.

برای همکاریتان کمال تشکر را داریم